
"알약관리시스템"

알약의 보관/분배/복용시간 관리 담당






Pilliter

자동 디스펜서



알약 디스펜서
기







Pilliter

자동 디스펜서



사용법

Bluetooth 버튼 클릭 / Pilliter 연결



연결 여부 확인



Pillitee 각 칸에

분배 받을 개수를 설정 💮 분배 버튼 클릭






Pillitee로 분배 완료!

Pillitee

스마트 약통



- 1 'Pilliter'로 부터 분배 받은 약 보관
- 2 복용 시간을 앱 연동으로 기록

66 스마트 약통 77





Pillitee

스마트 약통



사용법

NFC 태그로 앱 자동실행 Bluetooth

버튼 클릭 / Pillitee 연결 (LED 초록)

복용할 칸 빼기 🗪 자동 분배정보 앱 전송

(LED 파랑) 앱에서 submit 클릭!

Pillitee


스마트 약통



복용한 칸 정보 전송 시

시간정보와 칸 정보가

구글 스프레드 시트에 웹 기록



App


시스템 제어/AI 서비스



AI가 각 칸 별로

사용자의 예상 복용시간을 예측하여

구글 스프레드 시트 기록





100% 🕶

fx	칸		
	А	В	С
1	칸	복용시간	
2	a	오전 9:35:52	
3	b	오후 3:07:53	
4	С	오후 8:39:54	
5			
6			

App

시스템 제어/AI 서비스



예상 복용시간의 웹 기록을

자동 업데이트 하여

앱의 데이터 화면에 자동 반영

